


مراقبت از مو به روش پرتو نوری


جدید و بی ضرر



مژده به مردان و زنانی که از ریزش موهای خود رنج می برند

بعضی ها معتقدند مو تنها جزئی در بدن است که تمایز بین مرد و زن را آشکار می سازد و آن را تاج افتخار هر انسانی می دانند. چون، شکل ظاهر و شخصیت ما را نشان می دهد. بسیاری از ما گاهی آن را به مزحکه می گیریم، اما برای برخی از آدم ها که موهایی نازک ، مرده و ناسالم دارند، موضوع بسیار جدی می باشد.

تلاش برای داشتن موهایی سالم نیازمند هزینه های مالی ، صرف وقت و مراقبت های مستمر زیاد می باشد. بسیاری از مردها با هزینه هزاران دلار، صرف وقت زیاد و با تریابی های تکمیلی و مراقبت ها و درمان های امروزی دست و پنجه نرم می کنند و آن را نیز بهبودی طبیعی می نامند.



اما خانم ها در مقایسه با آقایان و با توجه به فاکتور زیبایی و شرایط حساس روحی و روانی از این موضوع بطور مضاعف رنج می برند و اغلب باعث زیان های غیر جبران برای ایشان می گردد.


داشتن موهای ناسالم مشکل پیچیده ای است که دلایل متعددی دارد از جمله ، ژن ، روش زندگی و عوامل نهفته دیگر که مربوط به سلامت انسان می شود. آمار نشان داده که بیش از ۵۰ میلیون مرد و ۳۰ میلیون زن در آمریکا از مشکلات مو رنج می برند. تا سالمی مو چون یک شکل مزمن و در حال پیشرفت است لذا نیازمند مراقبت های ویژه بوده و می بایست به طور مستمر به سالن ها و یا کلینیک های مو رفته و هزینه های بالایی را صرف آن گردد.

فرایند پیشرفت

دستگاه شانه لیزری **هرمکس** یک پیشرفت مهم و مهیج در زمینه مشکلات مو می باشد. که به وسیله ی تراپی اثربخش باعث ضخامت، پر پشت و سالم تر مو می گردد.

با بیش از ۲ دهه لیزردرمانی (لیزر درمانی کم توان) سطحی به طور موفقیت آمیز در سراسر دنیا در سالن های مخصوص مورد استفاده قرار گرفته است . با انجام این رویه که توسط پرتوهای لیزری صورت می گیرد باعث کلفت تر و سالم شدن موها شده است. این دستگاه بسیار ارزان بوده و با توجه به قابل حمل بودن به آسانی قابل استفاده می باشد. دستگاه شانه لیزری **هرمکس** برای داشتن موهایی سالم تر و زیبا تر به میلیون ها مرد و زن در سراسر دنیا امید و نشاط بخشیده است.


استفاده کنندگان دستگاه شانه لیزری نتیجه آن را در مدت ۱۲ هفته مشاهده و از رشد و شکل موهای خود ابراز رضایت مندی کرده اند. این میزان از رضایت مشتری بین محصولات درمان مو در سطح جهان بسیار بالا بوده و با توجه به آمار های دریافتی شما نیز می توانید به این نتایج مهیج دستگاه شانه لیزری برسید.



روش کار دستگاه شانه لیزری

مطابق مبانی علمی از "Photo-Biostimulation"، دستگاه **هرمکس** به طور مؤثری شکل و ظاهر موی شما را با گذشت زمان بهبود می بخشد.


۳۵۰۰ مطالعه علمی مؤثر و مثبت در زمینه فتوترابی (لیزر درمانی سطحی) در جهان منتشر شده است. در سال ۲۰۰۳، در فلوریدا در یکی از مقالات پزشکی گزارشی مستقل توسط کلینیک پوست و موی سر «Clearwater»، منتشر شده که نقطه ی عطفی در تأیید و استفاده از لیزر درمانی می باشد..



جهت استفاده از لیزر درمانی سطحی در این مقاله در مورد اثر بخشی و درمان مو و همچنین رشد مو تأیید و تأکید شده است.

دستگاه شانه لیزری **هرمکس** با اثربخشی و انرژی دادن توسط لیزرترابی ظاهری سالم و پرطراوت به موها بخشیده است. (نور یعنی انرژی، سلول های زنده در نور رشد می کنند)

مو نیز به عنوان یک سلول زنده نیز هیچ فرقی نمی کند نتیجه ی نهایی اینست که موی شما شکفته و رشد می کنند و بار دیگر شما احساس خوشایندی در مورد موهای خود خواهید داشت.



اطمینان از کاربرد لیزر درمانی

نور لیزر سطحی یا لیزر فتو تراپی که در دستگاه شانه لیزری استفاده می شود از نظر ایمنی براساس استانداردهای محصولات لیزری آمریکایی بوده ، لیزر تنها بر روی موهای شما تاثیر گذاشته و بدون هیچ گونه عوارض جانبی از نتایج مثبت آن بهره می برید .

لیزر فتو تراپی هیچ گونه حرارتی ایجاد نکرده و برای مصرف کنندگان خانگی بسیار ایمن و سالم می باشد.

استفاده از لیزر فتو تراپی برخلاف لیزرهای قوی که در صنعت ، جراحی های پزشکی و علوم استفاده می شود بسیار امن و نور لیزر آن نیز تاثیر مثبتی بر روی مو می گذارد.

کاربری آسان

کافی ایست دستگاه شانه لیزر هموکس را به آرامی روی پوست سر خود حرکت دهید به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه و تنها ۳ بار در هفته .

این دستگاه به همراه یک آداپتور داخل کیف قابل حمل قرار دارد که در کشورهای مختلف قابل استفاده است . بنابراین شما این وسیله را ، حتی در مسافرت های تجاری و تعطیلات خود نیز می توانید همراه داشته باشید.



دستگاه شانه لیزری هم برای مردان و هم برای زنان قابل استفاده است

بعد از ۲ دهه تجارب پزشکی و کلینیکی در سطح بین المللی ، نتایجی که از لیزر در دستگاه شانه لیزری دیده شده بسیار تاثیر گذار و شگفت انگیز بوده است.



تجارب و سوابق عملی به طور مستقیم نشان داده که بر خلاف سایر روش های مو درمانی ، دستگاه شانه لیزری بر روی موی مردان و زنان در هر سنی نتیجه یکسانی داده و به درستی عمل می کند. شگفت آوراست که بدانید مصرف کننده راضی کسانی بین ۱۸ تا ۸۰ ساله ها بوده اند.

نمونه ای از تجارب مصرف کنندگان

نتایج متغیر است. یک استفاده کننده نتایج مثبت را از دستگاه شانه لیزری بین ۸ تا ۱۲ هفته اول مشاهده کرده که نتایج آن شامل موهایی درخشان تر و با ضخامت تر می باشد. طی چند ماه دیگر همین استفاده کننده می تواند بتدریج شاهد رشد موهای بیشتر، قوی تر و انبوه تر باشد.

با گذشت زمان تمام مردان و زنانی که به طور مستمر از دستگاه شانه لیزری **هرمکس** استفاده می کنند تأثیرات آن هم افزایش پیدا می کند.

حال اگر استفاده مستمر دستگاه را متوقف کنید تجارب ما نشان داده که تأثیرات مثبت مو متوقف شده است.

حفظ و سالم نگه داشتن مو و کاربرد مستمر از دستگاه شانه لیزری **هرمکس** درست مانند مسواک زدن دندان برای نگه داشتن سلامتی دندان ها ولته ها است. پس استفاده مستمر از دستگاه شانه لیزری توصیه می شود.



برای حفظ و نگهداری سلامت مو توصیه می گردد که ۳ بار در هفته و هر بار حدوداً ۱۰ الی ۱۵ دقیقه از دستگاه استفاده تا به نتایج مثبت و دلخواه برسید.



راه حلی ساده برای حل مشکلات مو برای سن های مختلف

لیزر درمانی مو در مردان و زنان در تمامی سنین جواب داده است. استفاده از دستگاه شانه لیزری **هرمکس** امروز راه حلی نوین برای جلوگیری از ریزش مو و طاسی در مقابل سایر محصولات در این سالهای اخیر بوده است .

مطابق آمار های تهیه شده بیش از ۹۰ درصد استفاده کنندگان رضایت کامل را از لیزر درمانی ابراز داشته اند.

قبل از درمان



بعد از درمان



مردی ۴۷ ساله



مردی ۴۲ ساله



خانمی ۲۷ ساله




مردی ۳۹ ساله

تکنولوژی اثبات شده تنها با یک تفاوت بزرگ

سالهای بسیاری است که کلینیک ها و سالن های مخصوص مو در آمریکا ، اروپا ، استرالیا ، آسیا و سرتاسر جهان به منظور داشتن ظاهر و شکل موی سالم مشغول به استفاده از فوتوتراپی هستند.

تراپی ای که در سطح پایین تری از اشعه لیزر صورت می گیرد باعث شده هر گونه ناراحتی افراد را نسبت به موهای نازک ، کم عمر و ضعیف را برطرف نماید.



اما تاکنون فوتوتراپی لیزری تنها در کلینیک های خاصی قابل دسترسی بوده است. این کلینیک ها با استفاده از دستگاه های لیزر بزرگ و قدرتمند که براساس برنامه ای منظم و طی جلسات متعدد برای بیماران تراپی را انجام می دادند.

اما امروز شما می توانید این تکنولوژی موثر و اثربخش را به خانه های خود بیاورید و به راحتی با قیمت کمی از آن استفاده کنید.



دستگاه شانه لیزری هرمکس بیش از ۹۰٪ رضایت مشتری داشته است

نتایج بدست آمده از مصرف کنندگان که از شانه لیزری هرمکس استفاده کرده اند حاکی از نتایج مثبت و بیش از ۹۰٪ رضایت مشتری بوده است.

به طور کلی ، ۴۵٪ مصرف کنندگان دستگاه هرمکس نتایج و بهبودی قابل توجهی را طی ۸ هفته اول دیده اند و ۴۵٪ دیگر نتایج مثبت این دستگاه را طی ۸ تا ۱۲ هفته دیگر دیده اند و تعداد بسیار کمی از مصرف کنندگان نتایج این دستگاه را طی ۱۲ هفته مشاهده کرده اند.




دستگاه شانه لیزری هرمکس یک روش اقتصادی برای داشتن موهایی با ضخامت ، پر پشت و سالم تر

با هر بار استفاده از دستگاه هرمکس بمدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه می توانید موهایی با عمر طولانی داشته باشید. قیمت این دستگاه جهت بهبودی مو در مقایسه با سایر دستگاه ها بسیار مقرون به صرفه بوده که برای سال ها قابل استفاده می باشد. سایر محصولات ممکن است ۵۰ تا ۱۰۰ دلار در هر ماه هزینه ببرد و طی ۱۰ سال ده ها هزار برابر افزایش پیدا کند.

بالاترین کیفیت

دستگاه شانه لیزری **هرمکس** دارای دیود لیزری با بالاترین دقت که بیشترین قدرت برای استفاده یک مصرف خانگی است طول عمر لیزر آن ۱۰,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ ساعت برآورد شده که عمر واقعی آن ۱۰ سال است در صورتیکه طبق دستوراتی که ارائه شده از آن استفاده گردد.



اطمینان از گواهینامه ها

به منظور اطمینان از کیفیت و رضایت مشتری کمپانی **Lexington International, LLC** بر طبق **ISO 9001:2000** و **ISO 13485:2003** به مشتریان این اطمینان رامی دهد که این دستگاه بر طبق سیستم مدیریت کیفیت و بر طبق استانداردهای سازمان های جهانی تولید می شود. **Lexington** به طور منظم به بررسی و ممیزی کیفیت، مدارک و گواهینامه های این دستگاه می پردازد.

به علاوه دستگاه شانه لیزری **هرمکس** گواهینامه **CE** را به منظور سلامت و ایمنی های لازم که در اروپا است را نیز کسب کرده است.

Lexington International, LLC هم چنین عضو **Southeastern Florida Better Business Bureau** نیز بوده که از مقررات **BBB Code** تجاری پیروی می کند.



ISO 9001:2000
FM00400
ISO 13485:2003
FM78231



دستگاه شانه لیزری هرمکس تیتری برای تبلیغات است

رسانه ها و مردم علاقه ی به خصوصی نسبت به این دستگاه نشان داده اند، این دستگاه موضوعی برای گزارشاتی بر اخبار NBC, CBS, ABC, FOX News و ایستگاههای تلویزیونی در سراسر دنیا بوده است.

Dateline NBC دستگاه شانه لیزری هرمکس را از مهم ترین اخبار و گزارشات خود در ارتباط با بهبودی مو و نتایج مثبت این دستگاه قرار داده است.

دستگاه هرمکس هم چنین به عنوان اختراع سال در مجله TIME معرفی شده است. انتشارات معتبری چون ، مجلات Wall Street Journal, Chicago Tribune , Good Housekeeping Magazine مقالات مثبت و مشوق کننده ای را در این ارتباط به ثبت رسانده اند.

یاد آوری می گردد که :

Ripley's Believe It or Not

به عنوان تیتری که، همه دستگاه شانه لیزری هرمکس را باور کنند نوشته است.



TIME MAGAZINE "Invention of the Year" —
DATELINE NBC, GOOD HOUSEKEEPING Magazine —
ABC NEWS — CBS NEWS — FOX NEWS —
NBC NEWS — TODAY-TONIGHT (AUSTRALIA) —
WALL STREET JOURNAL — PALM BEACH POST — THE CHICAGO TRIBUNE —
HEALTH NEWS DIGEST — CARGO MAGAZINE — MAXIM MAGAZINE —
MEN'S HEALTH — NATIONAL HAIR JOURNAL — AMERICAN MEDICAL REVIEW —
ELLE MAGAZINE — GQ — NY POST — NATIONAL ENQUIRER —
TECH TV — RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT TELEVISION — BBC RADIO —
United States Dept of Commerce "Export Achievement Award"
South Florida Manufacturing Association
"Manufacturer of the Year" Finalist

هرچه زودتر ، بهتر

اگر نسبت به موهای خود احساس نگرانی می کنید ، بهتر است هرچه سریع تر اقدام به استفاده از دستگاه شانه لیزری بکنید. هیچ چیز برای یک شخص زیان آورتر از این نیست که موهایی کم عمر داشته باشد، و در واقع شما هر چه دیرتر تصمیم به بهبودی وضع موهای خود بگیرید شانس شما برای اینکه مشکل خود را حل کنید (موهایی سالم داشته باشید) کم تر می شود.

استفاده از دستگاه شانه لیزری هرمکس، شما دوباره احساس خوبی نسبت به موهای خود خواهید داشت

دستگاه شانه لیزری هرمکس پیشرفته ترین تکنولوژی لیزر را به منظور بهبودی موها برای شما به منزلتان می آورد که مثل شانه کردن مو ، ساده می باشد. تغییرات چشمگیری را در ظرف چند ماه بر روی شکل و ظاهر موهای خود احساس خواهید کرد بنابراین چه چیزی را از دست می دهید؟



چطور باید شروعی همیشگی داشت

نزدیک به ۲ دهه از تحقیقات و پیشرفت های این دستگاه می گذرد. مدیران کمپانی Lexington International قادر به طراحی و ساختن یک لیزر فوتوترایی موفق و حیرت انگیز برای مو که اثربخش و کارآمد و مناسب برای استفاده ی شخصی در منزل است شدند که نام آنرا دستگاه شانه لیزری **هرمکس** گذاشتند.

دستگاه شانه لیزری یک محصول کلینیکی تایید و آزمایش شده است که باعث با ضخامت تر، پرپشت تر و سالم تر شدن موها در مدتی کمتر از ۱۲ هفته می شود.

یک داستان شخصی

به عنوان اولین مدیر این کمپانی ، تصمیم به احداث اولین لیزر تراپی مو در سال ۱۹۹۹ گرفته شد ، ما بنیانگذار کلینیک لیزر مو بودیم. در آن زمان ، من ۳۵ سال داشتم و به مدت ۵ سال از مشکلات مو رنج می بردم. من از هر داروی موضعی تا محصولات حاوی ویتامین برای درمان مشکل موهام خسته شده بودم (از روش های ناچور و آزار دهنده و کثیف استفاده کردم - موهام در هر بار حتی بدتر بنظر می رسید). هیچ کدام از آن روش ها اثربخش و کارساز نبود. وقتی من درباره ی لیزر تراپی مو مطلع شدم. لیزر فوتوترایی، را منتسب به انجمن پزشکی و هم چنین یک تراپی ایمن و اثربخش بدون عوارض جانبی می دانستند.

بعد از آن طولی نکشید که من لیزر درمانی را در کلینیک موی سیدنی شروع کردم. موهای من کلفت تر و پرپشت تر شدن ، وضعیت موهای من به طور شگرفی بهبود و شور سر من هم از بین رفت. من از نتایج آن سخت هیجان زده شده بودم و شروع به کار در رابطه با بنیانگذاری کلینیک لیزر مو کردم ، که ما از پیشگامان مصرف کنندگان لیزر فوتوترایی برای مو بودیم. ما مشارکت کردیم در تلاش برای توسعه یک نمونه دستگاه لیزری دستی کارآمد که نیز هر شخصی می تواند تجربه کند این نتیجه ی هیجان انگیزی را که ما تجربه کردیم.

تمام این طراحی ها ، پیشرفت ها و سعی و تلاش ما در این چند سال ، منجر به ساخت دستگاه **هرمکس** کنونی گشته است.

در Lexington International توجه اصلی ما کمک و همیاری رساندن به کسانی است که از موهای کم پشت و درآستانه ی طاسی و نازک خود رنج می برند. رضایت مشتری در اهداف اصلی ما هست و خریدارن مثبت اندیش آن را تجربه می کنند. ما امید داریم که بعد از این که شما این بروشور را مطالعه کردید. شما تصمیم به امتحان کردن دستگاه شانه لیزری **هرمکس** بگیرید.

این دستگاه به طور موفق آمیز برای ده ها هزار مرد و زن کار می کند حتی روی شما.

۱۰ دلیل برای اینکه چرا شما باید دستگاه شانه لیزری هومکس را دوست داشته باشید

۱- درصد رضایت بالا. بیش از ۹۰٪ مصرف کنندگان از نتایج مثبت آن ظرف ۳ تا ۵ ماه اول راضی بوده اند.

۲- دیگر نیازی به لوسیون های روزانه و یا چیزهای اضافی دیگر با عوارض جانبی نیازی ندارید. راحتی برای استفاده ، و تنها ۳ بار در هفته کافیست.

۳- وضعیت موی شما را نیز بهبود می بخشد. باعث درخشندگی ، ضخیم و بلند و حالت پذیری مو می شود.

۴- موهایی با ضخامت تر ، پرپشت تر ، سالم تر خواهید داشت. نتایج واقعی را ظرف مدت کوتاهی می بینید.

۵- راحت ترین درمان و تری مناسب در منزل. دیگر نیازی به رفتن به کلینیک ها ندارید.

۶- گواهی شده و کاملاً ایمن. بر طبق استاندارد های ایمنی محصولات آمریکایی ساخته شده است.

۷- با فناوری و طراحی ارگونامیک جذاب. طراحی شده همانند بررسی که بسیار سبک وزن بوده و بسیار راحت در دستان شما قرار می گیرد.

۸- امکان خرید آسان. بدون اینکه پول زیادی پردازید.

۹- ارسال و تحویل دستگاه در سرتاسر جهان. می توانید به راحتی از منزل خود ، دستگاه را سفارش دهید.

۱۰- استفاده ی بین المللی. همراه آداپتور یا منبع تغذیه ای ایست که در هر کشوری قابل استفاده است.

فداکاری استثنایی



جناب آقای نیلس رایبرگ فینسن از تبعه ی کشور دانمارک که در سال ۱۸۶۰ متولد و در ۱۹۰۴ فوت کرده است. وی دومین جایزه نوبل در زمینه پزشکی را در سال ۱۹۰۳ دریافت کرد، بخاطر کمکی که در بهبودی امراض توسط انرژی نوری انجام داده بود به نام «فتو تراپی». این جایزه نوبل زمینه ساز تحقیقاتی گسترده تر در زمینه فتو تراپی و اساس اختراع دستگاه شانه لیزری **هرمکس** به منظور بهبود مو شد.

آقای فینسن عامل اصلی ایجاد چندین دستگاه فتو تراپی باورنکردنی ایست و ما اینها را مدیون ایشان می دانیم. به موهای پرپشت سر او توجه کنید.



برای هرگونه سوالاتی چه قبل و بعد از خرید، یا خواندن هرگونه تجاربی از دیگر مصرف کنندگان این دستگاه، لطفاً به محل تبادل نظر دستگاه **هرمکس** به سایت های زیر مراجعه فرمایید.

www.HairMax.com

www.HairMax.ir

با افتخار در آمریکا تولید می شود



Lexington
HairMAX
LaserComb

1-866-527-3726
WWW.LASERCOMB.NET
WWW.HAIRMAX.COM

LEXINGTON INTERNATIONAL

HAIRMAX LASERCOMB
DVD VIDEOS

1. HAIRMAX INTRO VIDEO
2. AMERICAN MEDICAL REVIEW

Lexington
HairMAX
LaserComb.net

Proudly Manufactured in the USA

Lexington International, LLC
Yamato Road, Suite 105 777
Boca Raton, FL 33431
Tel. 561-417-0200
Fax. 561-892-0747
www.HairMax.com